

CRYOLIPOSCULPT

Fit4® Technologie

TissueActive®

Simplified operations

Ergonomic applicators

Transportable technology



Nieuwe Cryoliposculpting procedure
die het silhouet verandert.

fusioMED
CRYOLIPOSCULPT

fusioMED
CRYOLIPOSCULPT

Technische Data

Algemene eigenschappen

Voltage	240VAC 50-60 Hz
Stroom consumptie	600VA
Zekering	2 x F4A 250 V
Klasse en type	I BF
Dimensies [LxBxH]	450 x 500 x 420 mm
Gewicht	42Kg

Cryo

Minimum temperatuur	van -5°C tot -10°C
Operationele modus	Continu


Vacuum

Maximum Vacuum	66.6kPa
Operationele modus	Continu

Electrische impuls

Maximum voltage	120Vpp @ 1kohm
Maximum current	1.5mA/cm ²
Enkele impuls duur	< 1ms

Handstukken



FusioMed Cryoliposculpt 100% Made in Italy



De Beauty Zaak

De Beauty Zaak B.V.
debeautyzaak.nl info@debeautyzaak.nl
Everard Meysterweg 56A
3817HE Amersfoort

fusioMED

CRYOLIPOSCULPT

**BIO
TEC**
BIOTECITALIA

Snel

Veilig

Betrouwbaar


Fit4® Technologie

Onvergelijkbare behandelsnelheid

FusioMed Cryoliposculpt bevat **Fit4®** Technologie die ervoor zorgt dat er tot 4 plaatsen gelijktijdig behandeld kunnen worden.

VacuPulse®

- De applicator gebruikt een constante stroom van vacuüm om stabiliteit te creëren tussen de twee platen. Resultaat: effectieve behandeling op vet behoud van microcirculatie van de huid.
- De constante weefsel mobilisatie elimineert het risico op frostbite die vaak optreden bij behandelingen met soortgelijke procedures.



CoolFrequency®

- De reeks elektrische frequenties genereert weefsel microcontractie. Dit zorgt voor extra versteviging van de huid.
- De intensiteit van de CoolFrequency impulsen bepaalt de behandelaar d.m.v. tolerantie van de klant. Dit wordt geleidelijk verhoogd om maximale werking en comfort te waarborgen.

Keuze uit verschillende handstukken

- Er is keuze uit drie verschillende handstukken voor verschillende weefselstructuren en lichaam stijlen.
- De ergonomische handstukken zijn in pure ABS. Dit zorgt voor een optimale koppeling met de huid en een hoge mate van thermische isolatie.

Temperatuurbewaking

- De temperatuursensor die in contact staat met de plaat van het handstuk, maakt het mogelijk om de veiligheid en de werkzaamheden van de procedure te controleren.
- De temperatuursensor regelt de koeling van de plaat dynamisch en houdt de temperatuur stabiel op -10 ° C.

TissueActive®


De Synergie van VacuPulse® en CoolFrequency®



TissueActive®

behoudt de vascularisatie van de huid

- Reductie van adipose vetweefsel met 20% tot 30% na elke sessie.
- Geen down-time.
- Mogelijkheid om verschillende gebieden in dezelfde sessie te behandelen.
- Hoog veiligheidsniveau tijdens de behandeling.
- Eliminatie van het 'ijsblok' effect in het behandelde weefselgebied.
- Herstelt de elasticiteit van de huid en weefsel tropisme.
- Verminderd ongemak tijdens behandeling.




Integratie en technologie

- Lichtgewicht en handig**
De comfortabele grip zorgt voor een snelle en gemakkelijke positionering.
- Verkoelde koeling**
De ergonomische applicator zorgt voor een snelle opname van de koude en hoge capaciteit in warmtewisseling.
- Magnetisch veld**
Stimuleert intra- en extracellulaire ionen uitwisseling.
- Thermische bewaking**
Het handstuk controleert voortdurend de temperatuur die op de huid is bereikt. Af te lezen op de monitor.
- Actieve tractiezuigkracht**
Veroorzaakt peeling van weefsel en modificeert de weerstand van de elasticiteit van bindweefsel.

Behandel zones

- Buik
- Heupen, 'love handles'
- Interne en externe dijen
- Armen
- Rug
- Onderkin



De eerste non-invasieve vet reductie procedure veilig voor de huid.

De innovatieve manier om het lichaam te contouren door het bevriezen van vet en huid verstrakking.

Het lichaam behandelen zonder operatie of herstel tijd.